

Prot. 2439/DG/21

Roma, 05/03/2021

Ai Responsabili EPAS
Loro Sedi

Oggetto: Circolare EPAS n. 17/2021
Aggiornamento sull'uso dei test antigenici e molecolari per la rilevazione di SARS-CoV-2

Con la presente, facendo seguito alle Circolari EPAS n. 38-40-74/2020 e 07/2021, si forniscono gli aggiornamenti del Ministero della Salute sull'utilizzo dei test antigenici e molecolari per la rilevazione di SARS-CoV-2, cui tutti i dipendenti e responsabili in indirizzo dovranno attenersi nelle procedure di rientro nel luogo di lavoro, in caso di positività al COVID-19 o di contatto stretto.

In particolare, alla luce del diffondersi dei nuovi ceppi virali che presentano mutazioni della "proteina Spike", meglio conosciuti come variante inglese, brasiliana, ecc. e data la sensibilità non ottimale dei diversi test rapidi oggi disponibili, si rende necessario fornire le seguenti istruzioni operative e protocolli da adottare.

Pur considerando l'elevata specificità dei test antigenici, **i campioni positivi o negativi a tali test, in contesti a bassa prevalenza necessitano di conferma con un test molecolare e in caso di mancata disponibilità dello stesso, con un test antigenico differente**, quali test antigenici non rapidi di laboratorio, o test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, o in ogni caso test che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime (rispettivamente sensibilità = o >80% e specificità = o >97%), per eliminare la possibilità di falsi positivi.

Pertanto, al fine di fugare qualsiasi dubbio evitando l'ingresso negli uffici di lavoratori potenzialmente infetti, si richiede a tutti i dipendenti che dovessero riscontrare positività al COVID-19 o che abbiano avuto contatti stretti, di rispettare le procedure richieste.

Cordiali Saluti

Il Direttore Generale EPAS
Pasquale Zavaglia

